

Afname instructie keel-neus swab voor COVID-19 onderzoek


HMC diagnostiek




Voor de afname van COVID-19 diagnostiek wordt aanbevolen persoonlijke beschermende maatregelen te nemen van het RIVM.




Laat de patiënt zijn neus snuiten en het hoofd achterover buigen.




Neem keel en neus af op één en dezelfde stok.
Gebruik eventueel spatel of laat patiënt 'A' zeggen.
Roteer de wattenstok zo diep mogelijk achter in de keel.




Neem vervolgens de neusweek af met dezelfde stok.
Roteer de wattenstok enkele malen rond diep in het neusgat. (Kan een traanreflex geven bij de patiënt)




Open de buis en doe het wattenstokje erin. Breek de wattenstok af op het gekeurde afbreekpunt. Draai de dop stevig vast.



Vul de patiëntgegevens in op het etiket. Plak de sticker in de lengterichting op het buisje.



Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.



Stop de afnamebuis in de blister en plak deze dicht. Doe de SafetyBag en het aanvraagformulier in de verzendenvolp. Uw huisarts geeft de informatie over het inleveren bij een afgiftepunt of verzenden per post.