





Open de verpakking. Haal het wattenstokje en het buisje eruit.




Wondkweek

Maak de wond schoon met fysiologisch zout. Neem een kweek af door het wattenstokje over de bodem van de wond te strijken.




Keelkweek

Neem een keelweek af door met het wattenstokje achterin de keel te strijken.




Vaginakweek


Neem een vaginakweek af door het wattenstokje ongeveer 5 cm in de vagina te brengen. Draai het wattenstokje langs de vaginawand.




Open de buis en doe het wattenstokje erin. Breek de wattenstok af op het gekleurde afbreekpunt. Draai de dop stevig vast.




Vul de patiëntgegevens in op het etiket en noteer op welke plek van het lichaam de kweek is afgenomen. Plak de sticker in de lengterichting op het buisje.




Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.



Stop de afnamebuis met een absorptievel in de blister.



Stop de blister in de doorzichtige safetybag (plastic zakje). Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak hem dicht.



Doe de safetybag en het aanvraagformulier in de verzendenvolp. Uw huisarts geeft de informatie over het inleveren bij een afgiftepunt of verzenden per post.