



Instructie feces onderzoek




Gebruik het potje met lepeltje.




Vang de ontlasting op. De ontlasting mag niet in aanraking komen met water.
Vul het buisje tot minimaal de helft met ontlasting. Gebruik hiervoor het lepeltje dat aan de dop vastzit.




Draai de dop goed dicht.
Vul de patiëntgegevens in op het etiket.
Plak het etiket in de lengterichting op het potje.



Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.



Stop de afnamebuis met een absorptievel in de blister.



Stop de blister in de doorzichtige safetybag (plastic zakje). Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak hem dicht.



Doe de safetybag en het aanvraagformulier in de verzendenvolp. Uw huisarts geeft de informatie over het inleveren bij een afgiftepunt of verzenden per post.