


Instructie keeluitstrijk (Influenza/RSV)


HMC diagnostiek




Open de verpakking. Haal het wattenstokje en het buisje eruit.




Neem een keelweek af door met het wattenstokje achterin de keel te strijken.




Open de buis en doe het wattenstokje erin. Breek de wattenstok af op het gekleurde afbreekpunt. Draai de dop stevig vast.




Vul de patiëntgegevens in op het etiket. Plak het etiket in de lengterichting op het potje.



Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.



Stop de afnamebuis met een absorptievel in de blister.



Stop de blister in de doorzichtige safetybag (plastic zakje). Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak hem dicht.



Doe de safetybag en het aanvraagformulier in de verzendenvolp. Uw huisarts geeft de informatie over het inleveren bij een afgiftepunt of verzenden per post.