


Instructie SOA mannen (urine)

HMC diagnostiek




Open de verpakking. Haal de pipet en het buisje eruit.


Let op: er zit al vloeistof in de buis. Laat alle vloeistof in de buis.




Vang het **eerste** gedeelte van de urine op in een schone beker. U kunt daarna uitplassen in de WC.




Breng met de pipet urine over in het buisje met de transportvloeistof. Let op: laat alle vloeistof in de buis. Vul het buisje tussen de strepen. Draai de dop vervolgens stevig vast.




Vul de patiëntgegevens in op het etiket. Plak de sticker in de lengterichting op het buisje.




Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.



Stop de afnamebuis met een absorptievel in de blister.



Stop de blister in de doorzichtige safetybag (plastic zakje). Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak hem dicht.



Doe de safetybag en het aanvraagformulier in de verzendenvolp. Uw huisarts geeft de informatie over het inleveren bij een afgiftepunt of verzenden per post.