


Instructie SOA vrouwen (zelfafname)


HMC diagnostiek




Open de verpakking. Neem het wattenstokje en het buisje eruit.




Neem een vaginakweek af door het wattenstokje ongeveer 5 cm in de vagina te brengen. Draai het wattenstokje 3x rond.




Open de buis en doe het wattenstokje erin. Let op: laat alle vloeistof in de buis. Breek de wattenstok af op het gekleurde afbreekpunt. Draai de dop stevig vast.




Vul de patiëntgegevens in op het etiket en noteer op welke plek van het lichaam de kweek is afgenomen. Plak de sticker in de lengterichting op het buisje.




Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.



Stop de afnamebuis met een absorptievel in de blister.



Stop de blister in de doorzichtige safetybag (plastic zakje). Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak hem dicht.



Doe de safetybag en het aanvraagformulier in de verzendenvolp. Uw huisarts geeft de informatie over het inleveren bij een afgiftepunt of verzenden per post.